medpass

Paszport techniczny urządzenia

Wzór do druku · aparatura medyczna

Dane urządzenia

Nazwa urządzenia

Producent

Model

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Rok produkcji

Data przekazania do używania

Lokalizacja (jednostka)

Osoba odpowiedzialna

Firma serwisowa i kontakt

Terminy czynności

z instrukcji producenta albo zalecenia wykonawcy (art. 63 ust. 4)

Czynność	Częstotliwość	Podstawa terminu	Następny termin

Historia czynności

data, wykonawca, opis, wynik i uwagi (art. 63 ust. 3)

Data	Czynność	Wykonawca	Opis i uwagi	Wynik	Nr protokołu	Następny termin

Dokumentację przechowuje się co najmniej 5 lat od zaprzestania używania wyrobu (art. 63 ust. 5 ustawy z 7.04.2022 o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620). Wzór MedPass, wersja 2026-10, do swobodnego użytku. Ten sam paszport w systemie prowadzi się sam: medpassapp.com

medpass

Paszport techniczny urządzenia

Przykład wypełnienia: autoklaw klasy B (dane przykładowe)

Dane urządzenia

Nazwa urządzenia	**Autoklaw klasy B**	Producent	**Melag**
Model	**Vacuklav 31 B+**	Nr fabryczny	**202104471**
Nr inwentarzowy	**INW/2021/014**	Rok produkcji	**2021**
Data przekazania do używania	**15.06.2021**	Lokalizacja (jednostka)	**Gabinet zabiegowy**
Osoba odpowiedzialna	**Anna Przykładowa**	Firma serwisowa i kontakt	**Serwis przykładowy, tel. 000 000 000**

Terminy czynności

z instrukcji producenta albo zalecenia wykonawcy (art. 63 ust. 4)

Czynność	Częstotliwość	Podstawa terminu	Następny termin
Przegląd okresowy	co 12 miesięcy	instrukcja producenta, rozdz. 9	12.03.2027
Walidacja procesu sterylizacji	co 12 miesięcy	zalecenie wykonawcy walidacji	20.01.2027
Test bezpieczeństwa elektrycznego	co 24 miesiące	instrukcja producenta	05.11.2027

Historia czynności

data, wykonawca, opis, wynik i uwagi (art. 63 ust. 3)

Data	Czynność	Wykonawca	Opis i uwagi	Wynik	Nr protokołu	Następny termin
12.03.2026	Przegląd okresowy	Serwis przykładowy, J. Kowalski	Przegląd wg instrukcji; urządzenie sprawne	pozytywny	P/2026/031	12.03.2027
20.01.2026	Walidacja	Laboratorium przykładowe	Walidacja cyklu 134°C, raport w załączniku	pozytywny	W/2026/004	20.01.2027
03.09.2025	Naprawa	Serwis przykładowy, J. Kowalski	Wymiana uszczelki drzwi	pozytywny	N/2025/088	

Dokumentację przechowuje się co najmniej 5 lat od zaprzestania używania wyrobu (art. 63 ust. 5 ustawy z 7.04.2022 o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620). Wzór MedPass, wersja 2026-10, do swobodnego użytku. Ten sam paszport w systemie prowadzi się sam: medpassapp.com